

## Hanks' Balanced Salt Solution

## HBSS平衡盐溶液

## 【产品信息】

产品名称： HBSS平衡盐溶液（无钙镁，无酚红）  
产品货号： C1515  
产品规格： 500ml

## 【产品介绍】

Hanks' 平衡盐溶液（HBSS）适用于各种细胞培养应用，具有维持渗透压、保持pH稳定以及提供简单的营养的作用，可满足体外实验中组织、器官或细胞的生存和代谢的基本需要。例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。细胞解离前，需采用不含钙和镁的制剂冲洗掉培养物中螯合剂。

本产品为1X即用型无菌溶液，PH7.2~7.4，不含钙镁、酚红

## 【成分表】

## 无机盐

配方	mg/L
磷酸氢二钠	48.000
氯化钾	400.000
无水磷酸二氢钾	60.000
氯化钠	8000.000

## 其他

配方	mg/L
葡萄糖	1000.000
碳酸氢钠	350.000

## 【使用方法】

1. 从15 - 30° C的冰箱中取出，读取标签，检查产品包装与外观。
2. 确保瓶盖旋紧。
3. 轻轻旋转瓶身。
4. 消毒液擦拭后置于超净台内。
5. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。

**【储存条件及保质期】**

产品应在室温15 - 30° C下储存。此产品对光敏感，不应长时间放在光线下。在黑暗的理想条件下储存时，产品在有效期内可保持稳定。

有效期：24个月

**【声明】**

本产品仅用于研究用途，不适用于人类、治疗或诊断应用