

**Dulbecco's Phosphate Buffered Saline****D-PBS磷酸盐缓冲液（不含钙，镁）****【产品信息】**

产品名称： D-PBS磷酸盐缓冲液, 不含钙, 镁

产品货号： C1512

产品规格： 500ml

**【产品介绍】**

杜尔贝克磷酸盐缓冲溶液DPBS是一种平衡盐溶液, 适用于各种细胞培养应用, 例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。细胞解离前, 需采用不含钙和镁的制剂从培养物中冲洗掉螯合剂。

本产品为1X即用型无菌溶液, PH7.2~7.4, 不含钙镁、酚红

**【成分表】****无机盐**

配方	mg/L
磷酸氢二钠	1150.000
氯化钾	200.000
磷酸二氢钾	200.000
氯化钠	8000.000

**【使用方法】**

1. 从2~8°C的储存条件中取出, 读取标签, 检查溶液包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。

**【储存条件及保质期】**

本产品应在15~30°C储存, 请避光保存, 并在产品标签上注明的有效期内使用。

有效期: 24个月。

**【声明】**

本产品仅用于研究用途, 不适用于人类、治疗或诊断应用